

COMUNICADO

RECALL VOLUNTÁRIO:

A Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda. solicita que o uso do produto **BD Seringa Descartável Estéril sem Agulha 60 ml, código 309653**, dos lotes mencionados abaixo seja interrompido.

A BD informa que as unidades remanescentes em seu estoque serão recolhidas, visto que foi constatada em alguns casos a danificação da selagem da embalagem primária do produto em altitudes acima de dois mil quatrocentos e trinta e oito metros.

Desta forma, a BD tomou a decisão de recolher todos os referidos lotes preventivamente.

A BD reafirma assim o compromisso com a qualidade e a segurança de seus produtos e o seu respeito pelo Cliente e Profissional de Saúde.

Os lotes do produto objeto deste aviso são:

5056635	5279545	6033795	6286970
5056638	5279546	6033798	6286971
5056641	5279588	6060915	6305346
5154584	5279593	6067146	7060447
5154585	5279594	6117407	7075180
5154586	5279595	6117408	7081015
5154589	5279596	6117409	7081016
5154590	5279597	6117411	7187486
5154591	5306383	6117413	7187508
5154596	5312941	6188672	7187510
5229840	5312942	6188673	7242628
5243772	5312943	6188674	7242630
5272160	6013788	6188675	7271034
5272163	6013790	6257672	7276558
5272166	6013792	6263761	7298459
5272167	6033794	6263770	8031117

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.

www.bd.com/br

0800-0555-654