



# Soluzioni di infusione BD per TPN

Adattare i trattamenti, non lo stile di vita.

La malnutrizione è una condizione clinica importante che può essere causata, tra le altre cose, da disfunzioni gastrointestinali, interventi chirurgici o cancro. I pazienti con condizioni mediche molto diverse si affidano all'uso della nutrizione parenterale totale (TPN). Tuttavia, una pompa per TPN potrebbe compromettere la qualità della vita del paziente, dandogli meno indipendenza e mobilità.



La **BD Bodyguard** è un pompa piccola, intuitiva e leggera per infusione ambulatoriale multiterapia, che aiuta i pazienti a raggiungere l'indipendenza desiderata.

## **Intuitiva e facile da programmare, aiuta a ridurre la formazione del paziente/infermiere:**

- Grande schermo a colori e messaggi guidati sullo schermo
- Facilmente programmabile in pochi passi
- Funzionalità di avvio ritardato
- Memorizzazione dell'ultimo programma
- Riempimento attraverso la pompa

## **Completamente attrezzata per la TPN:**

- Opzioni di modalità programmabili che includono modalità di infusione continua e ramp-up/ramp-down
- Ampia gamma di accessori specifici per TPN per adulti, uso pediatrico e uso domiciliare
- Gamma di set creati appositamente per la somministrazione di TPN con un filtro da 1,2 micron
- Funzionamento silenzioso

## **Funzioni di sicurezza avanzate per aiutare a garantire la sicurezza del paziente**

- Modalità di blocco (blocco dello schermo, blocco del programma, blocco della velocità)
- Codici di accesso a 3 livelli - per aiutare a prevenire modifiche non autorizzate al programma
- Ampia libreria di farmaci e limiti di sicurezza completamente configurabili
- Allarmi sonori - tra cui occlusione, a monte e a valle e fine dell'infusione
- Set con filtri incorporati e una valvola di riempimento manuale
- Protezione dal flusso libero e dal riflusso
- Grafico a barre della pressione sullo schermo

Soddisfa le linee guida ESPEN.<sup>1</sup>



# Cosa ti serve per iniziare l'infusione TPN

## Il sistema di infusione BD BodyGuard

1. BD BodyGuard™ pompa per infusione
2. Cavo di alimentazione o cavo di ricarica della batteria
3. Batteria ricaricabile da 1800mAh (all'interno della pompa)
4. Manuale operativo (formato di stampa)



Continua



Analgesia controllata dal paziente (PCA)



Nutrizione parenterale totale (TPN)



Intermittente



25 dosi



Libreria farmaci



## BD BodyGuard™ MicroSets

### TPN00001

BD BodyGuard™ MicroSets, TPN, Non-DEHP, filtro da 1,2μ



### TPN00003

BD BodyGuard™ MicroSets, TPN, non-DEHP, filtro da 1,2 μ, filtro basso



### TPN00004

BD BodyGuard™ MicroSets, resistente alla luce, non-DEHP, filtro da 1,2μ



### 120-112XSFVK

BD BodyGuard™ MicroSets, filtro da 1,2 μ, valvola di riempimento manuale



### 120-112XPEFKY

BD BodyGuard™ MicroSets, sito Y, filtro da 1,2μ



## Accessori



**999 - WC**  
Caricabatterie da muro, 8,2V



**130-050XV**  
Batteria ricaricabile Li-polymer (1800/3600 mAh)



**CASO00002**  
Valigetta da trasporto



**150-001X**  
Borsa BD BodyGuard™ da 500 ml



**160-002XG** (grigio)  
**160-002XB** (nero)  
**160-002XP** (rosa)  
Borsa BD BodyGuard™ 2L



**CNC00001**  
Carrello universale con ruote (borse 2L, 3L)



**BAG00008**  
Borsa BD BodyGuard™ 3L



0344

Contattare il proprio rappresentante BD per una dimostrazione.

1. ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults, January 2016

BD - Becton Dickinson Italia S.P.A., Via Enrico Cialdini 16 - 20161 Milano (MI) - Italia.

[bd.com](http://bd.com)

