



BD バキュテイナ® 採血管

血液学検査用

BD バキュテイナ® EDTA 2K 入り採血管 /
BD バキュテイナ® EDTA 3K 入り採血管

EDTAが塗布された採血管です。
効率良く血液とEDTAが混和できるよう管壁全体にEDTAを
スプレーコーティングしています。

転倒混和回数 8-10回	遠心条件(Xg) ≤1300×g	遠心時間 10分
------------------------	---------------------	--------------------



	EDTA 2K						EDTA 3K
キャップ形状	BD ヘモガード™ 閉鎖機構キャップ付き						
包装単位 100本							
カタログ番号	367845	367846	368843	368856	367862	365900	367858
キャップカラー	■ 透明紫 / 灰	■ 透明紫 / 灰	■ 紺 / 灰	■ 透明紫 / 灰	■ 紫 / 灰	■ 紫 / 灰	■ 透明紫 / 灰
採血量 (mL)	2			3	4	6	2
外径×長さ (mm)	13×75					13×100	13×75
管容量 (mL)	5					7	5
ラベル	紙ラベル	透明ラベル		紙ラベル	透明ラベル		透明ラベル
添加剤	EDTA 2K 3.6 mg (スプレーコート)			EDTA 2K 5.4 mg (スプレーコート)	EDTA 2K 7.2 mg (スプレーコート)	EDTA 2K 10.8 mg (スプレーコート)	EDTA 3K 3.6 mg (スプレーコート)
材質	プラスチック						
JD コード	555452194	555452200	555620210	555452217	555453467	555303922	555452439