



BD バキュテイナ® 採血管

血糖検査用

BD バキュテイナ® フッ化ナトリウム／EDTA 2Na 入り採血管

フッ化ナトリウムが添加された血糖測定用の採血管です。







フッ化ナトリウムは、解糖作用を阻害し、血球による糖利用を防ぎます。

転倒混和回数  
8-10回

遠心条件(Xg)  
≤1300Xg

遠心時間  
10分



キャップ形状	 BD ヘモガード™ 閉鎖機構キャップ付き			
包装単位 				
カタログ番号	367929	367933	367587	367921
キャップカラー	■ 灰			
採血量 (mL)	2			
外径×長さ (mm)	13×100	13×75		
管容量 (mL)	7	5		
ラベル	透明ラベル		紙ラベル	
添加剤	フッ化ナトリウム／EDTA 2Na			フッ化ナトリウム／シュウ酸カリウム
材質	プラスチック			
JD コード	555452552	555453368	555389049	555452743

販売名：BD バキュテイナ採血管 医療機器認証番号：219AFBZX00109000