



## BD バキュテイナ® 採血管

生化学検査／緊急検査用

### BD バキュテイナ® ヘパリン採血管

転倒混和回数  
8-10回

遠心条件(×g)  
≤1300×g

遠心時間  
10分

### BD バキュテイナ® PST™ 採血管

Plasma Separation Tube

転倒混和回数  
8-10回

遠心条件(×g)  
1100-1300×g

遠心時間  
10分

ヘパリンが塗布された採血管です。分離剤入りと分離剤なしがあります。  
効率良く血液とヘパリンが混和できるよう管壁全体にヘパリンをスプレーコーティングしています。



	ヘパリン採血管			PST™ 採血管		
キャップ形状	BD ヘモガード™ 閉鎖機構キャップ付き					
包装単位 100本						
カタログ番号	365901	367886	368889	365903	367962	367963
キャップカラー	■ 緑 / 灰			■ 明るい緑 / 灰		
採血量 (mL)	4	6		3	4.5	
外径×長さ (mm)	13×75	13×100		13×75	13×100	
管容量 (mL)	5	7		5	7	
ラベル	透明ラベル	紙ラベル	透明ラベル		紙ラベル	透明ラベル
添加剤	ヘパリンリチウム (スプレーコート)			ヘパリンリチウム (スプレーコート) / 血漿分離剤 (ポリエステルゲル)		
材質	プラスチック					
JD コード	555303502	555452231	555452248	555303519	555452798	555452811