

Jeringas BD Plastipak™, el dispositivo indispensable para profesionales de la salud.

Está destinado a la inyección y aspiración de uso general de fluidos de viales, ampolletas y partes del cuerpo debajo de la superficie de la piel.¹



Elaboradas bajo estrictos estándares de calidad que **garantizan su rendimiento y esterilidad** (SAL: Sterility Assurance Level)²



Ideales para bombas de infusión, como la **bomba de Infusión Alaris™³**



A prueba de fugas según las **Normas Internacionales para Jeringas (ISO 7886-1)²**



Diseño de 3 piezas con tapón sin látex

El tapón sin látex evita la fuga de medicamento alrededor del émbolo y actúa como indicador para medir el contenido de la jeringa.¹

Disponibles en:¹

1 mL - 50 mL

BD Luer-Lock™ y BD Luer-Slip™

Puntas de uso único y para catéter

Evidencia Clínica

han confirmado su confiabilidad con un 0% de variabilidad volumétrica⁴

