



BD Parata Perl™

Système d'inspection de sachets

Complétez votre flux de travail d'emballage en sachets avec une inspection automatisée qui **réduit la durée de la vérification manuelle** tout en contribuant à accroître la responsabilisation et la précision. BD Parata Perl™ donne à l'équipe de la pharmacie le temps d'en faire plus.



Faites travailler votre flux de travail pour vous

Le système d'inspection de sachets BD Parata Perl™ suit le rythme de croissance de votre entreprise grâce à ses fonctionnalités complémentaires évolutives, sa technologie d'inspection haute définition et sa compatibilité avec les sachets BD Parata ATP™.

Fonctions principales

- BD Parata Perl™ vérifie jusqu'à cinq sachets par seconde.
- Gagnez en efficacité grâce à deux puissantes caméras haute définition qui identifient le contenu de chaque pochette.
- L'application de vérification intelligente basée sur le Web, accessible depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile de votre réseau, identifie les médicaments actuels et en apprend de nouveaux rapidement.

Compris dans votre achat

- Système d'inspection de sachets BD Parata Perl™
- Licences d'application Web pour le système d'inspection de sachets BD Parata Perl™ (2)
- Clavier doté d'un pavé tactile intégré (1)
- Caméra de correction (1)
- Lecteur de codes à barres (1)
- Bacs (3)
- Quatre bobines et un enrouleur en fonction du choix de configuration



Paramètres	Caractéristiques
Capacité de la bobine	La bobine de 19 po peut contenir 1 200 sachets* La bobine de 27 po peut contenir 2 000 sachets*
Éléments en option	Table de travail BD Parata Perl™ (1) 115 cm (45 ¼ po) (l) x 70 cm (27 ½ po) (P) x 90.2 (35 ½ po) (H) Licences utilisateurs supplémentaires pour l'application Web Système d'inspection de sachets BD Parata Perl™ Cut & Roll
Capacité du Cut & Roll	350 sachets pour une distribution de doses unitaires de 55 mm† 275 sachets pour une pharmacie multidose typique de 75 mm† 200 sachets pour une distribution multidose plus complète de 95 mm†
Vitesse d'inspection du Cut & Roll	Jusqu'à 2,5 sachets par seconde
Fonction du Cut & Roll	Coupe et scotche par patient, par établissement ou par heure d'administration
Alimentation électrique requise	120 V c.a., 15 A, 60 Hz, monophasé, prise standard
Exigences de réseau	Ethernet RJ-45 (Cat VI)

* La capacité de la bobine est basée sur un sachet de 55 mm de longueur et variera en fonction de la longueur du sachet, du volume du (des) médicament(s) et de la quantité.
† En plus des variabilités de capacité de longueur des sachets énumérées ci-dessus, la capacité peut également varier en fonction du volume et de la quantité de médicaments.

BD – Canada, Mississauga (Ontario) L5N 0B3

bd.com



BD, le logo BD, Parata ATP et Parata Perl sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. © 2024 BD. Tous droits réservés. BD-115975 (0224)