



BD Parata XF™

Système d'emballage en cartes alvéolées

Nous savons à quel point le remplissage manuel des cartes alvéolées peut être fastidieux. Cela peut prendre un temps précieux que votre personnel pourrait consacrer à d'autres activités plus bénéfiques. La diversification des programmes d'observance à l'aide d'emballage en cartes alvéolées **peut étendre la portée de votre pharmacie** et vous aider à vous adapter aux différents groupes de patients et établissements.



Conçu pour maximiser votre efficacité

BD Parata XF™ est un système de distribution automatisé pour les médicaments oraux solides en cartes alvéolées unidoses et multidoses.

Fonctions principales

- Technologie « Pick & Place » très précise.
- Vitesses de production allant jusqu'à 45 cartes multidoses et jusqu'à 85 cartes unidoses par heure.
- Le balayage biométrique et des codes à barres garantit la précision et le suivi de la responsabilité.
- Compatible avec une grande variété de cartes alvéolées.
- Génère des étiquettes à code couleur avec des options d'impression personnalisables.
- 400 contenants de médicaments calibrés, facilement calibrés sur site, sans frais et sans perte de temps.

** Les vitesses réelles peuvent varier selon le type de médicament, la taille de la carte et la quantité de médicaments délivrés, l'entretien, le temps d'arrêt, la vitesse de l'opérateur et le pourcentage de médicaments stockés dans le système par rapport aux médicaments distribués à la main.*

Paramètres	Caractéristiques
Dimensions	51 po (L) x 42 po (P) x 98 po (H)
Poids	1 764 lb (sans inventaire de médicaments)
Alimentation électrique requise	Système : 120 V, 15 A, prise L5-15R (ligne dédiée requise) Pompe : 240 V, 15 A, prise L6-15R (ligne dédiée requise)
Contenants	Jusqu'à 400 contenants
Température ambiante de fonctionnement (°C)	18 à 24
Humidité relative (% HR)	45 à 60
Pression atmosphérique (po Hg)	27,5 à 31,5



BD – Canada, Mississauga (Ontario) L5N 0B3

bd.com

BD, le logo BD, Parata XF et SynMed sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. © 2024 BD. Tous droits réservés. BD-115983 (0224)

